

## CareBag® Hygienebeutel

CareBag® verwandelt Urin, Blut oder Stuhl (bis 450 ml) umgehend in geruchsneutrales Gel. Aufgrund seiner Verschlussbarkeit mit einem Ziehband und des höchst absorbierenden GelMax Super-Absorbent Pads werden Gerüche reduziert und Stuhl und Urin in Gel verwandelt.

Der CareBag® Hygienebeutel für Toiletteneimer sorgt für sichere Bedingungen für sowohl Anwender als auch deren Angehörige, sei es zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder auf Reisen.



### Anwendung CareBag® Hygienebeutel

#### Vorteile

- Verhindert Beschmutzen von Toiletteneimern
- Gewährleistet Sicherheit beim Sammeln, Transportieren und bei der Entsorgung von infektiösem und nicht-infektiösem Stuhl und Urin
- Reduziert das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Zeitersparnis, da keine manuelle Reinigung notwendig ist
- Erleichtert die Arbeit für das Pflegepersonal
- Bietet Bequemlichkeit für den Patienten und seine Familie
- Reduziert den Bedarf an Windeln und sorgt für mehr Selbständigkeit
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Bewahrt die Intimsphäre des Patienten

*„Wenn sich meine Patienten für CareBag® entschieden haben, kann ich meine Arbeit effizienter ausführen und mehr Zeit für sie verwenden, außerdem ist es hygienischer! Es ist anwenderfreundlich für die Patienten und bequem für mich: Kein Waschen des Toiletteneimers und kein Geruch!“*

Isabelle L., Altenpflegerin

### Kosteneffektiv und zeitsparend

Toiletteneimer mit CareBag®



Verpackung à 20 Stück



### ERHÄLTlich BEI:

#### FAKTEN CareBag® für Toiletteneimer

Absorption: 450 ml organische Flüssigkeiten

Größe: Beutel 50x35 cm

20 Stück pro Verpackung

Art.Nr.: 7831738